



## TLP 2844





MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT  
ZEBRA TLP2844

1. Branchez l'imprimante;
2. Installez les pilotes d'impression;
3. Démarrez l'application ChronoMEDIC Production;
4. Sélectionnez le module <Utilitaires>, activez le bouton <Configuration> puis activez le bouton [Étiquettes] à partir de l'écran de configuration;
5. Activez le formulaire souhaité en sélectionnant le statut <Présent>;
6. Sélectionnez une imprimante locale ou sur le réseau;
7. Sélectionnez la vitesse d'impression et la densité de l'imprimante Zebra;
8. Activez le bouton [Mise à jour];
9. Activez le bouton [Test d'impression];  
*\*\*\*Si le test n'est pas concluant, recalibrer en suivant les étapes suivantes\*\*\**
10. Fermez l'imprimante;
11. Tout en maintenant le bouton FEED de l'imprimante, allumez l'imprimante et relâchez lorsque la lumière du bouton FEED de l'imprimante se met à clignoter;
12. L'imprimante fournira alors  $\pm 5$  étiquettes et imprimera la configuration de l'imprimante;
13. Appuyez sur le bouton FEED à nouveau pour calibrer la position de l'étiquette;
14. Réglage terminé.